



Klinisch belegte Wirksamkeit bei der dauerhaften Reduktion von Gesichts- und Körperbehaarung



Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Agneta Troilius Rubin, MD, Schweden



Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Agneta Troilius Rubin, MD, Schweden



Mit freundlicher Genehmigung von Fauzia Z Kahn, MD, UAE/UK



Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Peter Bjerring, MD, Dänemark

Die Fotos wurden nicht retuschiert. Die Ergebnisse können individuell variieren.

Reduzieren Sie unerwünschten Haarwuchs dauerhaft, stärken Sie Ihr Selbstvertrauen

- Gesamtwirksamkeitsrate \approx 96%³
- 83% Verbesserung bei dunklen Hauttypen⁴

Informieren Sie sich bei uns, wie auch Sie von der Nordlys-Behandlung profitieren können.

3. Zeng D, et al. Hair removal with Ellipse Flex intense pulsed light system. Chin J Aesthet Med. 2006;15(11).

4. Hee Lee J, Huh C-H, Yoon HJ, Cho KH. Photo-epilation results of axillary hair in dark-skinned patients by intense pulsed light: comparison between different wavelengths and pulse width. Dermatol Surg. 2006;32(2):234-240. Ellipse Nordlys 510(k) clearance (K161162). September 2016.

Haftungsausschluss: Alle Inhalte dieses Dokuments dienen ausschließlich der Information und werden von Candela ohne jede Gewähr zur Verfügung gestellt. Ärzte und medizinische Fachkräfte haften allein für die unabhängige Bewertung der Eignung eines Produkts für einen bestimmten Zweck in Übereinstimmung den landesspezifischen Rechtsvorschriften.

Die Verfügbarkeit der Produkte und die in diesem Dokument angegebenen Indikationen sind abhängig von den regulatorischen Auflagen jedes Landes und dem jeweiligen Status der Produktregistrierung. Landesspezifische Indikationen siehe Benutzerhandbuch. Produkte und technische Spezifikationen können sich unangekündigt ändern. Nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei Candela.

© 2019 Candela Corporation. In dieser Broschüre wurden registrierte und unregistrierte Handelsmarken, Handelsnamen, Service-Marken sowie Produktnamen der Candela Corporation und deren Tochterunternehmen verwendet, wie z. B. Candela, Ellipse A/S und Nordlys. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum des jeweiligen Unternehmens. Alle Rechte vorbehalten. PU02761GER

CANDELATM
Science. Results. Trust.

Dauerhafte Haarreduktion



Selbstvertrauen, das man sehen kann

Die NordlysTM-Behandlung reduziert unerwünschten Haarwuchs mit fortschrittlicher Technologie dauerhaft.



NordlysTM

Gutes Aussehen gibt Selbstvertrauen

Sie suchen eine dauerhaftere Lösung zur Haarreduktion? Damit sind Sie nicht allein. Die Entfernung von unerwünschter Gesichts- und Körperbehaarung mit Hilfe energiebasierter Geräte ist ein wachsender Trend in der Schönheitsindustrie.¹

Im Jahr 2016 wurden in den USA über 1 Million Laser-Behandlungen zur Haarentfernung durchgeführt.

Mit der Ellipse-IPL-Behandlung lässt sich übermäßiger Haarwuchs an vielen Körperstellen reduzieren:

- Oberlippe
- Unterarme
- Schultern
- Rücken
- Achseln
- Kinn
- Bikinizone

Wenn Sie auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung zur Haarreduktion sind, könnte die Nordlys-Behandlung das Richtige für Sie sein.




Fortschrittliche Technologien, besseres Aussehen

Das Nordlys-System mit Ellipse IPL™-Technologie leitet sichere Lichtimpulse direkt in das Zielareal ein und reduziert so unerwünschten Haarwuchs dauerhaft. Um guten Hautkontakt sicherzustellen, wird vor der Behandlung eine dünne Gelschicht aufgetragen.


Potenziell schädliche Wellenlängen und Wellenlängen, die nur das Wasser in der Haut erwärmen, werden durch das patentierte duale Filtersystem herausgefiltert.²

Das abgegebene Licht wird vom Pigment (Melanin) im Haar absorbiert. Das Melanin verwandelt dieses Licht in Wärme, die durch das Haar zur Wurzel dringt und die Haarmatrix erhitzt. Dadurch wird verhindert, dass neue Haare nachwachsen.



Gesamt-wirksamkeitsrate

(bei 3 - 7 Behandlungen)³



Verbesserung bei dunklen Hauttypen

(nach 4 Behandlungen)⁴

Eine örtliche Betäubung ist nicht erforderlich. Viele Patienten vergleichen das Gefühl bei der Behandlung mit dem Ziepen, das man spürt, wenn man ein Gummiband auf die Haut schnappen lässt.

Das erwartet Sie

- 1** Vor der Nordlys-Behandlung besprechen Sie mit Ihrer behandelnden Praxis die Behandlungsziele. Eine Oberlippenbehandlung dauert nur wenige Minuten. Die Behandlung des Rückens oder beider Beine kann bis zu 30 Minuten dauern.
- 2** Die Zahl der Behandlungssitzungen hängt von der Körperstelle und vom Lebenszyklus Ihrer Haare ab. Da jedes Haar eine gewisse Zeit braucht, bis es wächst, sollte die Behandlung so lange wiederholt werden, bis alle Follikel in der Wachstumsphase behandelt wurden.
- 3** Klinische Studien haben gezeigt, dass 4 bis 6 Sitzungen nötig sind, normalerweise in einem Abstand von 1 bis 3 Monaten.
- 4** Die Behandlung ist bei dunklem Haar am wirkungsvollsten. Bei hellblondem, rotem, grauem oder weißem Haar besteht die Möglichkeit, dass es nicht auf die Behandlung anspricht. Die Behandlung ist für die meisten Hauttypen geeignet.
- 5** Wichtig: 4 Wochen vor der Behandlung dürfen die Haare nicht ausgezupft oder mit Wachs entfernt werden. Vor und während der Dauer der Behandlung nicht bräunen (Sonne, Sonnenstudio, Selbstbräunungsprodukte).
- 6** Besprechen Sie mit Ihrer behandelnden Praxis, was Sie von der Behandlung erwarten können.

